

FENTANYL- SCHNELLTEST DAS SOLLTEST DU WISSEN!

**Kurzinformation für
Heroinkonsument*innen
zu Fentanyl und dem
Testverfahren**



WARUM SOLLTEST DU EINEN FENTANYL-SCHNELLTEST DURCHFÜHREN?

Fentanyl ist ein synthetisches Opioid. Da die Wirkstärke von Fentanyl um ein Vielfaches stärker ist, als das dir bekannte Heroin, ist der Konsum lebensbedrohlich.

Auch wenn du erfahrene*r Konsument*in bist und hohe Dosierungen von Heroin gewöhnt bist, schützt dich das nicht vor einer Überdosierung.

Fentanyl, das Heroin beigemengt wurde, ist in vielen europäischen Ländern sowie in Deutschland vorgekommen und hat bereits zu Überdosierungen und Todesfällen geführt.

DU HAST EINEN TEST ERHALTEN UND MÖCHTEST IHN ANWENDEN? DAS MUSST DU BEACHTEN!

Das musst du generell wissen:

- 1.** Mit den Schnelltests kannst du nur einzeln abgepacktes Heroin (direkt aus Kugel, Briefchen, Tütchen) testen.
- 2.** Die Testung von Rückständen im Löffel/Cooker nach dem Aufkochen mit Ascorbinsäure oder Zitronensäure ist **nicht möglich**.

Und so funktioniert der Test. Du kannst direkt loslegen:



Wenn nötig, füll das Heroin um.
Dann die Originalverpackung
mit einem Wattestäbchen
großflächig abstreichen.
Alle Bereiche abstreichen.

Das aufgenommene Pulver
vom Wattestäbchen in einem
sauberen Cooker / Löffel (oder
ein anderes sauberes, kleines
Gefäß, z. B. Flaschendeckel)
mit etwas Wasser (Leitungswasser
oder stilles Mineralwasser)
„abspülen“. Maximal
so viel Wasser verwenden,
dass der Cooker halbvoll ist.

Den Teststreifen maximal bis
zur Markierung für 15 Sekunden
in die Lösung tauchen.

Den Teststreifen ablegen.

Nach einigen Minuten das
Ergebnis ablesen.



SO LIEST DU DAS TESTERGEBNIS AB:



Ein Strich zeigt ein **positives** Testergebnis

ACHTUNG: Fentanyl ist im Heroin!



Zwei Striche zeigen ein **negatives** Testergebnis

(auch, wenn der erste/linke Strich nur ganz dünn/schwach ist)

(kein Fentanyl)



ungültiges Testergebnis

Wenn der Test ungültig ist, nutze einen zweiten Streifen.

DEIN FENTANYL - TEST IST POSITIV?

HIER DIE **3** WICHTIGSTEN REGELN

1

Nie alleine konsumieren.

2

**Beim Konsum Naloxon
dabeihaben, damit im Notfall
jemand das Nasenspray
anwenden kann.**

3

**Die Dosis in mehrere kleinere
Einzeldosen teilen. Nur die
erste Teildosis konsumieren
und die Wirkung abwarten.**

IMPRESSUM

Deutsche Aidshilfe e.V.

Wilhelmstr. 138

10963 Berlin

Tel.: +49 30 6900 87 29

Fax: +49 30 6900 87 42

dah@aidshilfe.de

www.aidshilfe.de

2. Auflage, 2024

Bestellnummer: 042430

Redaktion: Dirk Schäffer und Maria Kuban

Titelfoto: CaJa

Fotos: Maria Kuban

Gestaltung: Carmen Janiesch

Druck: Onlineprinters

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Gesundheit

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

RAFT